

Инструкция к антителу мышинному моноклональному к цитомегаловирусу (коктейль), Mouse anti CMV cocktail

Каталожный номер:	Mob 049
Иммуноген:	Мыши линии BALB/C иммунизировались лизатом клеток, зараженных цитомегаловирусом.
Клон:	DDG9 и CCH2
Изотип:	IgG2a, Kappa and IgG1, Kappa
Форма выпуска:	Это антитело – коктейль из двух моноклональных антител к CMV и поставляется в виде супернатанта клеточной культуры с азидом натрия в качестве стабилизатора
Титр/Рабочее разведение:	Это антитело может быть разведено до титра 1:10-1:25 при использовании методики ABC. Однако, в зависимости от условий окрашивания мы предлагаем конечному пользователю самому определить окончательное разведение.
Протокол окраски:	Мы предлагаем инкубационный период в течение 30 минут при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации определяются пользователем. <u>Рекомендуется энзиматическая обработка парафиновых срезов перед окрашиванием.</u>
Специфичность:	Этот коктейль антител реагирует с самым ранним и ранним антигенами CMV. Окрашивание происходит в ядре пораженной клетки. При Вестерн блоте DDG9 реагирует с белком массой 76 кДа, в то время как CCH2 реагирует с белком массой 43 кДа.
Положительный контроль:	Зараженные легкие
Клеточная локализация:	Ядро
Хранение:	Хранить при температуре 2-8 ⁰ c. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.
Литература:	i) Zwegberg et al. J Virol Methods 27: 211, 1990. ii) Leland et al. J Clin Microbiol 27: 1159, 1989. iii) Ashley et al. J Clin Microbiol 27: 2858, 1989. iv) Niedobitek et al. J Clin Pathol 41: 1005, 1988.

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com