

# Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к вирусу простого герпеса II типа, Rabbit anti Herpes simplex virus type II

<b>Номер по каталогу:</b>	RP 019
<b>Иммуноген:</b>	Цельные клетки роговицы кролика, инфицированные вирусом простого герпеса II типа (штамм M5), были сделаны растворимыми детергентом.
<b>Организм-носитель:</b>	Кролик
<b>Формат:</b>	Очищенная фракция иммуноглобулина кроличьей антисыворотки против вируса простого герпеса II типа, содержащая азид натрия в качестве консерванта.
<b>Титр/рабочее разведение:</b>	Это антитело может быть разведено до титра 1:75-1:200 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
<b>Протокол окраски:</b>	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Пригодно для тканей, обработанных формалином/парафином.</u>
<b>Специфичность:</b>	Это антитело реагирует со специфическими антигенами вируса простого герпеса II типа, а также с антигенами, общими для вирусов простого герпеса I и II типов. Оно вступает в реакцию со всеми главными гликопротеидами, присутствующими во внешней оболочке вируса, а также не менее чем с одним капсидным протеином.
<b>Положительный контроль:</b>	Инфицированная ткань
<b>Локализация в клетке:</b>	Цитоплазматическая, ядерная
<b>Хранение:</b>	Храните антитело при 2-8 <sup>0</sup> C. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.
<b>Библиография:</b>	i) Adams et al. J Pathol 143: 241, 1984. ii) Vestergaard et al. Acta Pathol Microbiol Scand 87(B): 261, 1979.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

**DBS**

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: [www.dbiosys.com](http://www.dbiosys.com) e-mail: [customersupport@dbiosys.com](mailto:customersupport@dbiosys.com)