

# Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к АКТГ, Rabbit anti АСТН

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Номер по каталогу:       | RP 045   |
| Иммуноген:               | Синтетический АКТГ человека, аминокислоты 1-24   |
| Организм-носитель:       | Кролик   |
| Формат:                  | Цельная кроличья антисыворотка против человеческого АКТГ, содержащая азид натрия в качестве консерванта.   |
| Титр/рабочее разведение: | Это антитело может быть разведено до титра 1:50-1:250 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.   |
| Протокол окраски:        | Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Пригодно для тканей, обработанных формалином/парафином.</u> |
| Специфичность:           | Это антитело реагирует с человеческим АКТГ. Есть перекрестная реакция с большим количеством животных. Следы загрязняющих антител удалены твердофазной абсорбцией.  |
| Положительный контроль:  | Гипофиз  |
| Локализация в клетке:    | Цитоплазматическая   |
| Хранение:                | Храните антитело при 2-8 <sup>0</sup> С. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.   |

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

**DBS**

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: [www.dbiosys.com](http://www.dbiosys.com) e-mail: [customersupport@dbiosys.com](mailto:customersupport@dbiosys.com)