

# Инструкция к антителам кроличьим моноклональным к ЕГФР, Rabbit anti EGFR

<b>Номер по каталогу:</b>	RMAB 020
<b>Иммуноген:</b>	Синтетический пептид, полученный из С-конца белка ЕГФР человека.
<b>Клон:</b>	SP9
<b>Формат:</b>	Супернатант клеточной культуры, содержащий азид натрия в качестве консерванта.
<b>Титр/рабочее разведение:</b>	Это антитело может быть разведено до титра 1:100 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
<b>Протокол окраски:</b>	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Предварительная обработка не нужна.</u>
<b>Специфичность:</b>	Это антитело реагирует с ЕГФР, тирозинкиназой, гомологичной erbB-1, 02, 03, 04. Он связывается с эпидермальным фактором роста, трансформирующим фактором роста-альфа, гепарин-связывающим EGF, амфирегулином, бетацеллюлином и эпирегулином. У него повышенная экспрессия при опухолях молочной железы, мозга, мочевого пузыря, легких, желудка, головы, пищевода, шейки матки, влагалища, яичников, эндометрия. Кросс-реакция с человеком.
<b>Положительный контроль:</b>	Плацента, легкие
<b>Локализация в клетке:</b>	Цитоплазма, клеточная мембрана.
<b>Хранение:</b>	Храните антитело при 2-8 <sup>0</sup> С. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

**DBS**

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: [www.dbiosys.com](http://www.dbiosys.com) e-mail: [customersupport@dbiosys.com](mailto:customersupport@dbiosys.com)