

Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к KI-67, Rabbit anti Ki-67 antigen

Номер по каталогу:	RP 026
Иммуноген:	Синтетический пептид из 62 пар антигена Ki-67
Организм-носитель:	Кролик
Формат:	Аффинно очищенная фракция антисыворотки кролика к KI-67 человека, содержащая азид натрия в качестве консерванта.
Титр/рабочее разведение:	Это антитело может быть разведено до титра 1:25-1:50 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
Протокол окраски:	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре или на ночь при 4 оС. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Нужна протеолитическая обработка срезов тканей, фиксированные формалином и залитые в парафин.</u>
Специфичность:	Это антитело реагирует с антигеном ядра, присутствующем в пролиферирующих клетках человека. Кросс-реакция со многими животными. Используется для оценки уровня KI-67 при разных опухолях.
Положительный контроль:	Миндалина
Локализация в клетке:	Ядро
Хранение:	Храните антитело при 2-8 ⁰ С. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com