

# Инструкция к антителу мышинному моноклональному к CD10, Mouse anti CD10

<b>№ по каталогу:</b>	Mob 240
<b>Иммуноген:</b>	Рекомбинантный прокариотический белок, соответствующий внешнему домену гликопротеина CD10.
<b>Клон:</b>	56C6
<b>Изотип:</b>	IgG1
<b>Форма выпуска:</b>	Антитела поставляются в виде супернатанта тканевой культуры, содержащего натрия азид в качестве фиксатора.
<b>Титр/рабочее разведение:</b>	Антитела могут быть разведены АВС-методом до титра 1:20-1:30. Конечное разведение определяется оператором в зависимости от условий окраски.
<b>Протокол окрашивания:</b>	Рекомендуется проводить инкубацию в течение 30 минут при комнатной температуре. Но в конечном счете, оптимальные условия инкубации определяются оператором в зависимости от задействованного способа фиксации и системы окраски. <u>Перед иммунным окрашиванием тканей, фиксированных формалином и залитых парафином, необходимо провести демаскировку антигена при нагревании.</u>
<b>Специфичность:</b>	Эти антитела специфичны к антигену CD10 человека (100 кДа), а также общему антигену острых лимфоцитарных лейкозов (CALLA). Антиген CD10 идентифицирован на поверхности ранних лимфоидных клеток-предшественников, незрелых В-клеток в костном мозге взрослых и В-клеток герминальных центров в лимфоидной ткани.
<b>Положительный контроль:</b>	Миндалины
<b>Клеточная локализация:</b>	Клеточная мембрана
<b>Хранение:</b>	Хранить при температуре 2-8 °С. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.
<b>Библиография:</b>	i) Carrel et al. Melanoma Res 3: 319, 1993. ii) Haralambidou et al. J Clin Pathol 40: 490, 1987. iii) Kiyokawa et al. Clin Exp Immunol 79: 322, 1990. iv) Scheuermann et al. Leukemia and Lymphoma 18: 385, 1995.

DBS не несет ответственности за нарушения патентного или другого законодательства, которые могут произойти при использовании нашей продукции.

**DBS**

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: [www.dbiosys.com](http://www.dbiosys.com) e-mail: [customersupport@dbiosys.com](mailto:customersupport@dbiosys.com)