

Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к ПСА, Rabbit anti PSA

| | |
|---------------------------------|--|
| Номер по каталогу: | RP 033 |
| Иммуноген: | Простатспецифический антиген, выделенный из плазмы семени человека. |
| Организм-носитель: | Кролик |
| Формат: | Очищенная фракция иммуноглобулина кроличьей антисыворотки против человеческого ПСА, содержащая азид натрия в качестве консерванта. |
| Титр/рабочее разведение: | Это антитело может быть разведено до титра 1:50-1:150 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем. |
| Протокол окраски: | Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Пригодно для тканей, обработанных формалином/парафином.</u> |
| Специфичность: | Это антитело реагирует с ПСА. Окрашивание наблюдалось в простатическом протоковом эпителии здоровой и опухолево измененной предстательной железы. Ни в одном другом типе клеток окрашивания не наблюдалось. |
| Положительный контроль: | Карцинома предстательной железы |
| Локализация в клетке: | Цитоплазматическая |
| Хранение: | Храните антитело при 2-8 ⁰ С. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке. |

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com